



Spécifications techniques

Longueurs d'onde	635nm, 415nm, 830nm
Temps de traitement	5 - 30 min
Programmes	1-9 programmes personnalisables
Mode de contrôle du pulse	1-10 étapes
Ecran LCD	7,6 pouces
Energie	AC 100-240V / 50-60Hz / 200 Va
Dimension de la tête	51 x 28,2cm
Dimensions	147,2cm x 74,5cm x 51,2cm
Poids	23 Kg Corps / 4,26kg Tête

Distributeur exclusif

DUNES COSMETICS

Showroom : 15 rue St Charles, Vieux Kouba, 16050 | Kouba | Algérie
 Siège : Cité 602 logements, villa n°38 Les Dunes, 16002 | Cheraga | Algérie
 Mob +213 770 492 319 | Tel +213 21 288 786 - Fax +213 21 288 812
 Mail : info@dunescosmetics.com | Site : www.dunescosmetics.com



Led Pulsed Light

XML 100



Combinez
 les longueurs d'ondes
 à l'infini !



3 IN 1 SYSTEM HIGH POWER



LPL



UV(415nm)

100mW/cm²



RED(635nm)

115mW/cm²



IR(830nm)

330mW/cm²

3 longueurs d'onde simultanées | 10 paliers de contrôle de puissance
Réglage du temps de TRT de 5 à 30 min | 9 programmes personnalisables
Ajustement indépendant de chaque longueur d'onde | Silencieuse
Lentilles de focalisation de précision | Longue durée de vie

| Système 3 en 1

Chaque led est capable d'émettre les 3 longueurs d'onde en même temps. Elles peuvent être modulées séparément en fonction du besoin de chaque traitement.

Seule la **LPL XML 100** propose cette souplesse d'utilisation. Elle permet de passer d'un programme à l'autre sans remplacer les têtes de l'appareil.



HIGH POWER LED

World's First!

| Applications dermatologiques

Tête	Long. d'onde	Indication	Fluence (J/cm ²)	Energie	Temps
	415nm	Acné, Keratodermite, Pellicules	40	90%	15 min
	635nm	Plaies, brûlures, cicatrices, post opératoires, rides et ridules, relâchement cutané, lentigo, vieillissement, cuire chevelu, soins post laser, mésothérapie, etc	60	90%	15 min
	830nm	Plaies, brûlures, Lentigo, Cellulite, douleurs, cuire chevelu	60	90%	15 min
	415+635nm	Acné, cuire chevelu, PDT	415nm / 48 635nm / 95	415nm / 90% 635nm / 70%	15 min
	635+830nm	Post chirurgie, psoriasis, Lentigo, post comblement, PDO / post mésothérapie / post lasers	635nm / 126 830nm / 66	415nm / 50% 635nm / 90%	15 min
	415+830nm	Soulagement de la douleur, dermatites inflammatoires, accélération du processus de cicatrisation en post chirurgie	415nm / 10 635nm / 60	415nm / 50% 635nm / 90%	15 min
	415+635+830nm	Cystome inflammatoire, acné sévère, Pustule, acné inflammatoire	415nm / 48 635nm / 34 830nm / 99	415nm / 50% 635nm / 50% 830nm / 50%	15 min
	415+635+830nm	Acné, photo-vieillessement, réparation cutanée, Cicatrisation, soins post-opératoires	415nm / 48 635nm / 126 830nm / 66	415nm / 60% 635nm / 50% 830nm / 50%	15 min